

呼吸数の測定方法

STEP
1



呼吸数は愛犬愛猫が安静にしている時、または寝ている時に測ります。

STEP
2



胸の動き(膨らんで縮むで1カウント)を見て、15秒間の呼吸数を数えてください。

STEP
3



計測した数値を4倍すると1分間あたりの呼吸数が分かります。メモをしておきましょう。裏面に記録スペースがあります。

呼吸数の測定がなぜ大事なの？

犬



心臓の病気では呼吸数が症状進行のバロメーターになります。特に、犬の心臓病で最も多い僧帽弁閉鎖不全症では、一分間あたりの安静時の呼吸数が40回を超える場合、心臓病が悪化し危険な状態に陥っている現れであると言われています。40回を超えていない場合でも、呼吸数が増加傾向にある場合は注意が必要です。

猫



心臓や呼吸器などの病気になると安静時の呼吸数が増加します。猫の場合は、心筋症が代表的な病気です。安静時の1分間の呼吸数が30回を超える場合は注意が必要です。また、30回を超えていない場合でも増加傾向にある場合は注意が必要です。

毎日の呼吸数の測定と記録は大変...

うまく測れるか自信がない...

ご自宅で安静時呼吸数を自動で測定できる
首輪型ウェアラブルデバイスもございます。



詳しくはこちらから！



呼吸数が増えた時には
スマートフォンにプッシュ通知が飛びます